

## Monteringsanvisning och Bruksanvisning till Monteringsplåt 11300

### Användning

Monteringsplåten används då man ska montera termostatblandare och fläkthus till Bidette och inte vill skada väggen med onödiga borrhål.

### Vägg

Monteringsplåten är försedd med en dubbelhäftande tejp på baksidan. Väggens ytskikt måste tåla den belastning monteringsplåten med blandaren och fläkten ger upphov till. Kontrollera att väggen tål detta innan montering sker. Ytan måste vara helt slät och ren. Kakel med vågig yta eller liknade yta ska undvikas, dessa gör att kontaktytan mot tejpens blir mindre och monteringsplåten sitter inte fast lika hårt.

*En kaklad vägg med vågig yta eller liknande fungerar ej.  
Finns det risk att plåten kan lossa ska skruv användas.  
Väggen där plåten ska monteras måste vara helt plan och slät och fri från smuts.*

### Montering.

- Välj ut en lämplig **slät** plats där monteringsplåten ska sättas upp.
- **Rengör ytan noga med sprit så att ytan inte är fet.**
- **Rengör noga med medföljande servett.**
- Ta bort skyddsplasten på plåten och tryck fast den mot väggen.
- Låt plåten sitta 1 timma innan den belastas.
- Finns det risk att plåten kan lossa ska plåten skruvas fast men en skruv.
- Häng upp fläkthus och termostatblandare.

### Demontering

- Vid borttagning av en uppklistrad plåt används en pianotråd eller liknande att skära sönder skumskiktet mellan plåt och vägg. Håll pianotråden med två tänger och såga nedåt, placera en kniv som följer med allt eftersom plåten lossar. Ta bort limresterna med en glashällsskrapa för att slutligen göra rent ytan med T-sprit.

### Underhåll

- Monteringsplåten behöver inget speciellt underhåll, den är tillverkad helt i rostfritt stål. Rengöres på samma sätt som komponenterna som sitter på plåten. Torkas med fuktad duk. Desinfektera med duk vid behov.