

Lift Brukarmanual



Lift

Lift är en elektriskt höj- och sänkbar toalettsits, och hjälper den som har svårt att resa sig eller sätta sig på toaletten. Lift förankras i toaletten eller väggen med de medföljande stagen. Lift kan lyfta dels med en svag lutning eller helt plant, beroende på sittplåtens placering. Lift drivs av 24V DC. Lift lyfter max 160 kg. Lift kan kombineras med Bidette.

Innehållsförteckning

Viktig information	3
Före användning se till att	3
Övrigt	3
Rengöring	3
Batterier	3
Laddning	4
Huvudbrytare	4
Inställning lyftsätt	4
Hur man använder Lift	5
Att sätta sig ner	5
Att resa sig upp med lutning på sitsen	5
Att resa sig upp med plan sits	5

Viktig information

Lift får endast monteras på toaletter med utanpåliggande vattentank, ej vägghängda toaletter med vattentanken inbyggd i väggen!
Brukarvikt max 160 kg.

Före användning se till att:

Lift är monterad enligt monteringsanvisningarna.
Läs bruksanvisningen noga och följ denna.
Kontrollera att personen som skall använda Lift förstår hur den fungerar.
Tänk på att det kan finnas klämrisk mellan Lift och andra produkter, ex toalettpappershållare som sitter på väggen eller handfat.

Övrigt

Om reglaget sköts av annan person än den som sitter på liften måste denna person vara ytterst noga att lyftet går rätt till.
Barn får ej använda eller leka med produkten!
Skulle det uppstå problem med Lift kontakta Svan Care för support.
Endast behörig person får utföra service.
Lift är CE märkt.

Rengöring

Slå av strömmen till Lift så att den inte körs av misstag vid rengöringen!

Klämrisk finns om sitsen fälls upp för rengöring och i detta läge körs uppåt.
Klämrisk är mellan uppfälld sits framkant och undersidan på huven.

Vid behov rengör liften med varmt vatten och rengöringsmedel eller tvättsprit.
Använd inte rengöringsmedel som kan repa eller som innehåller fenol eller klor, detta kan skada aluminium och polyamidmaterial.

Batterier

Lift är försedd med batterier. Batterierna bör laddas regelbundet för att ge bästa möjliga funktion, samt att erhålla maximal livslängd. Batterisystemet har en varningssignal som ljuder när batteriladdningen är låg. När signalen hörs bör batterierna laddas snarast.
Svan Care rekommenderar att laddaren är ständigt ansluten till el, även då Lift ej används eller att batterierna laddas varje natt.

Laddning

Sätt i laddkabeln i uttaget under huven. bild 1.



Bild 1



Bild 2

Beroende på hur mycket laddning som finns kvar i batterierna lyser lampan på laddaren med olika färg. bild 2

Röd = Batteriet behöver laddas

Grön = Batterierna är fulladdade.

Huvudbrytare

Lift är försedd med en huvudbrytare som är placerad under huven. Denna brytare skall vara i läge off om inte liften används under längre tider såsom förvaring, semester och dyl. Detta gäller ej om batteriladdaren är inkopplad.



Inställning lyftsätt

Lift kan lyfta på 2 olika sätt beroende på hur sittplåten är placerad. Enligt bild 1 är sittytan rak under hela uppresningen, enligt bild 2 är sittytan plan längst ner men något svagt lutande framåt vid uppresningen.



Bild 1



Bild 2

Att sätta sig ner

Använd handkontrollen för att höja sitsen till önskad höjd innan förflyttningen till Lift sker. Gör förflyttning till sitsen. När man sitter säkert på sitsen kan man börja sänka sig ner. Håll knappen med pil ner intryckt tills sitsen stannar av sig självt.

Lift med lutning på sitsen

OBS! Fötterna skall ha kontakt med golvet hela tiden under användning.



Längst ner är alltid sitsen plan. När uppresningen startar lutar sitsen lite framåt



Brukaren glider fram för att ha kontakt med golvet



Uppresningen avslutas

Börja med att höja sitsen så att man får lite lutning.

Flytta fram på sitsen.

Fortsätt att höja sitsen. Om fötterna börja lämna från golvet, stanna Lift och flytta längre fram.

Stanna sitsen på önskad höjd och förflytta dig vidare.

Lift utan lutning, plan sits



Sitsen anpassad efter rullstolen



Detta underlättar förflyttningen



Nu kan toaletsitsen anpassas efter användarens önskemål

Höj sitsen till önskad höjd och gör förflyttningen.