



Därför väljer användarna Bidette

Bidette är en lättanvänd och väldesignad bidétillsats för personer som behöver hjälp med intimhygien vid toalettbesök. Bidette har den unika fördelen att vattenstrålen kommer underifrån, med en pendlande rörelse, något som garanterar skonsam och effektiv rengöring för både män, kvinnor och barn. Bidette monteras direkt på den befintliga toalettstolen och är därefter mycket enkel att använda, sköta och hålla ren.

Bidette finns i tre modeller: R3, M3 och P12. Se följande uppslag.



100 % ren

Den rengörande duschstrålen kommer underifrån, vilket gör att du blir 100 % ren. Fungerar lika bra för män, kvinnor och barn.



Lätt att använda

Lätt och pedagogisk att använda tack vare de genomtänkta handreglagen och handkontakten.



Inställnings- möjligheter

Om behov finns, kan Bidetten enkelt anpassas efter användarens behov och förutsättningar.



Lätt att hålla ren

Bidette är mycket lätt att hålla ren. Duschmunstycket ligger skyddat under toaletsitsens kant när den inte används. Dessutom kan delar plockas isär vid rengöring.



Ytterligare fördelar

- Med några enkla inställningar kan vem som helst använda Bidette, även den som har kognitiva funktionsnedsättningar.
- Tål extremt hög belastning, maximalt 380 kg.
- Lätt att kombinera med andra produkter, exempelvis mobil duschstol, Lift och Balance.
- Kan monteras utan åverkan. En särskild monteringsatts kan beställas. Med denna slipper man skruva i kaklade väggar (se sid 31).
- Kraftiga sidoflyttningsskydd.
- Diskret och tilltalande design.
- Går att få i coxitläge.
- Passar de flesta toalettporslin.



BIDETTE M3 MED TILLBEHÖR ARMSTÖD

Bidette M3

Manuell Bidette med torkfunktion

Bidette M3 är ett lättanvänt hjälpmedel för människor som behöver hjälp med intimhygien efter ett toalettbesök. Strålen styr användaren med ett ergonomiskt och lättillgängligt handtag som sitter på valfri sida om toalettens sittring. Torkluften startas med en separat knapp.




BIDETTE M3, HÖ. ART. NR. 11 101
 BIDETTE M3, HÖ. MED ARMSTÖD, ART. NR. 11 103
 BIDETTE M3, VÅ. ART. NR. 11 106
 BIDETTE M3, VÅ. MED ARMSTÖD, ART. NR. 11 108

Så här fungerar Bidette M3



Ingår i Bidette M3:

- Sits, 65 mm hög
- Duschhandtag
- Termostatblandare med vattenslang
- Fläkthus M3 med luftslang
- Startknapp fläkt



Kan kombineras med:

- Lift
- Balance
- Gripo Alu

Tillbehör:



Art. nr. 11 401
 Innermått 490 mm
 Ytermått 600 mm



Art. nr. 10 399



Art. nr. 11 277
 B. 155 mm, L. 260 mm

