



Därför väljer användarna Bidette

Bidette är en lättanvänd och väldesignad bidétillsats för personer som behöver hjälp med intimhygien vid toalettbesök. Bidette har den unika fördelen att vattenstrålen kommer underifrån, med en pendlande rörelse, något som garanterar skonsam och effektiv rengöring för både män, kvinnor och barn. Bidette monteras direkt på den befintliga toalettstolen och är därefter mycket enkel att använda, sköta och hålla ren.

Bidette finns i tre modeller: R3, M3 och P12. Se följande uppslag.



100 % ren

Den rengörande duschstrålen kommer underifrån, vilket gör att du blir 100 % ren. Fungerar lika bra för män, kvinnor och barn.



Lätt att använda

Lätt och pedagogisk att använda tack vare de genomtänkta handreglagen och handkontakten.



Inställnings- möjligheter

Om behov finns, kan Bidetten enkelt anpassas efter användarens behov och förutsättningar.



Lätt att hålla ren

Bidette är mycket lätt att hålla ren. Duschmunstycket ligger skyddat under toaletsitsens kant när den inte används. Dessutom kan delar plockas isär vid rengöring.



Ytterligare fördelar

- Med några enkla inställningar kan vem som helst använda Bidette, även den som har kognitiva funktionsnedsättningar.
- Tål extremt hög belastning, maximalt 380 kg.
- Lätt att kombinera med andra produkter, exempelvis mobil duschstol, Lift och Balance.
- Kan monteras utan åverkan. En särskild monteringsatts kan beställas. Med denna slipper man skruva i kaklade väggar (se sid 31).
- Kraftiga sidoflyttningsskydd.
- Diskret och tilltalande design.
- Går att få i coxitläge.
- Passar de flesta toalettporslin.



BIDETTE P12

Bidette P12


Manuell Bidette utan torkfunktion

Bidette P12 är ett lättanvänt hjälpmedel för människor som behöver hjälp med intimhygienen efter ett toalettbesök, men som kan sköta torkningen på egen hand. Strålen styr användaren med ett ergonomiskt och lättillgängligt handtag som sitter på valfri sida om toalettens sittring. Efter rengöring används lämpligen en handduk eller toalettpapper för att torka torrt.



BIDETTE P12, HÖ. ART. NR. 11 131
 BIDETTE P12, HÖ. MED ARMSTÖD, ART. NR. 11 133
 BIDETTE P12, VÅ. ART. NR. 11 136
 BIDETTE P12, VÅ. MED ARMSTÖD, ART. NR. 11 138

Så här fungerar Bidette P12




1. Spola bort kallt vatten

2. Duscha rent

Ingår i Bidette M3:

- Sits, 65 mm hög
- Duschhandtag
- Termostatblandare med vattenslang



Kan kombineras med:

- Lift
- Balance
- Gripo Alu

Tillbehör:



Art. nr. 11 401
 Innermått 490 mm
 Yttermått 600 mm



Art. nr. 10 399



Art. nr. 11 277
 B. 155 mm, L. 260 mm

