



Därför väljer användarna Bidette

Bidette är en lättanvänd och väldesignad bidétillsats för personer som behöver hjälp med intimhygien vid toalettbesök. Bidette har den unika fördelen att vattenstrålen kommer underifrån, med en pendlande rörelse, något som garanterar skonsam och effektiv rengöring för både män, kvinnor och barn. Bidette monteras direkt på den befintliga toalettstolen och är därefter mycket enkel att använda, sköta och hålla ren.

Bidette finns i tre modeller: R3, M3 och P12. Se följande uppslag.



100 % ren

Den rengörande duschstrålen kommer underifrån, vilket gör att du blir 100 % ren. Fungerar lika bra för män, kvinnor och barn.



Lätt att använda

Lätt och pedagogisk att använda tack vare de genomtänkta handreglagen och handkontakten.



Inställnings- möjligheter

Om behov finns, kan Bidetten enkelt anpassas efter användarens behov och förutsättningar.



Lätt att hålla ren

Bidette är mycket lätt att hålla ren. Duschmunstycket ligger skyddat under toaletsitsens kant när den inte används. Dessutom kan delar plockas isär vid rengöring.



Ytterligare fördelar

- Med några enkla inställningar kan vem som helst använda Bidette, även den som har kognitiva funktionsnedsättningar.
- Tål extremt hög belastning, maximalt 380 kg.
- Lätt att kombinera med andra produkter, exempelvis mobil duschstol, Lift och Balance.
- Kan monteras utan åverkan. En särskild monteringsatts kan beställas. Med denna slipper man skruva i kaklade väggar (se sid 31).
- Kraftiga sidoflyttningsskydd.
- Diskret och tilltalande design.
- Går att få i coxitläge.
- Passar de flesta toalettporslin.



BIDETTE R3 MED HANDKONTROLL TRIPPEL
OCH TILLBEHÖR ARMSTÖD

Bidette R3


Automatisk Bidette med torkfunktion

Vår automatiska Bidette R3 är en genomtänkt och mycket lättanvänd lösning för människor som behöver ett hjälpmedel för att bli rena och torra efter ett toalettbesök. Bidette R3 är utrustad med tvätt- och torkfunktion som kan anpassas vid behov. Bidetten styrs av en pedagogisk handkontroll.



BIDETTE R3, ART. NR. 11 122
 BIDETTE R3 MED ARMSTÖD, ART. NR. 11 124

Så här fungerar Bidette R3



1. Spolar bort kallt vatten

2. Duschar rent


3. Torkar torrt

Ingår i Bidette R3:

- Sits, 65 mm hög
- Duscharm
- Termostatblandare med vattenslang
- Fläkthuset R3 med luftslang
- Handkontroll Trippel
- Sittvakt

Alternativ för styrning:

- Handkontroll Trippel (standard), fungerar bra även för synsvaga
- Handkontroll Singel, anges vid beställning



Kan kombineras med:

- Mobil duschstol
- Lift
- Balance
- Gripo Alu

Tillbehör:



Art. nr. 11 401
 Innermått 490 mm
 Yttermått 600 mm



Art. nr. 10 399



Art. nr. 11 277
 B. 155 mm, L. 260 mm

