

2010-02-15

Bruksanvisning Bordskiva till Svan Balance art nr: 10127 och 10126

denna bruksanvisnings art nr: 10194



Användningsområde:

Bordskivan är ett tillbehör till produkten Svan Balance. Med bordskivan på balancen ges många nya möjligheter för den som sitter lite längre på toaletten. Bordskivan ger en yta framför den som sitter på toaletten som kan användas till ex. att lägga en stor kudde som användaren kan luta sig över, en lekyta, bokyta eller bara en yta för att användaren ska känna sig trygg.

Bordskivan tas bort då den inte används.

OBS lämna aldrig en person på toaletten utan uppsikt.

Rengöring:

Bordskivan rengöres med ljummet vatten och mildt rengöringsmedel.

Mått: Bredd 600 mm, Djup 320, Uttag 100.



Svan Care påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än det som är angivet i denna bruksanvisning.

Svan Care, Alvägen 1, 771 92 Ludvika tel: 0240 – 10102 fax 0240 – 10022
info@svancare.se , www.svancare.se