

2010-02-15

Bruksanvisning Sitt/RIK skiva artnr : 10542

denna bruksanvisnings art nr: 10196



Användningsområde:

Sittskivan / Rikskivan placeras ovanpå toaletsitsen närmast vattentanken med de blå antiglidskydden vända nedåt mot sittringen, dessa förhindrar skivan att glida. Då skivan ligger på plats blir här en bra sittyta för de som använder RIK.

RIK skivan har en storlek som gör den möjlig att lätt ta med sig på resa.

Rengöring:

Skivan rengöres med ljummet vatten och mildt rengöringsmedel.

Mått: Bredd 340, Djup170, tjocklek 5 mm



Svan Care påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än det som är angivet i denna bruksanvisning.

Svan Care, Alvägen 1, 771 92 Ludvika tel: 0240 – 10102 fax 0240 – 10022
info@svancare.se , www.svancare.se