


2010-02-15

Bruksanvisning Ryggkudde artnr: 10035

denna bruksanvisnings art nr: 10192



Användningsområde:

Ryggkudden placeras på toaletten för att ge ett extra stöd för den som sitter på toaletten. Placera ryggkudden på toaletsitsen med den lutande delen nedåt så att kudden får en svag lutning bakåt.

Rengöring:

Ryggkudden tvättas med ljummet vatten och mildt rengöringsmedel.

Ryggkudden ska ej utsättas för vassa föremål som kan skada och repa upp kudden. Fövara kudden då den inte används på skyddande plats, ex hylla, skåp.

Mått: H 250mm, B 360mm, D 100mm



Svan Care påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än det som är angivet i denna bruksanvisning.

Svan Care, Alvägen 1, 771 92 Ludvika tel: 0240 – 10102 fax 0240 – 10022
info@svancare.se , www.svancare.se