

**Användarläge.**

Ger ett stabilt stöd vid förflyttning och sittande läge.

**Familjeläge.**

Stöden bortfälda och toaletten kan användas av vem som helst.

Balance – stabilitet och trygghet i sittandets stund

Balance är framtagen för barn och vuxna som har svårt att upprätthålla balansen i stående och sittande läge. Arm- och fotstödet ger ett tryggt stöd för hela kroppen, och de flexibla stödhandtagen underlättar förflyttning till och från toalettstolen.

Balance är både lätthanterlig och lättmonterad, och kan vid behov medtas på exempelvis en resa då familjen planerar att vara borta ett längre tag. Balance är också vanligt förekommande på skolor och andra offentliga platser, och eftersom det är enkelt att vika undan stöden är dessa inte i vägen för någon som inte behöver dem.

Exempel på användningsområden där Balance ger ett stabilt och tryggt stöd:



- Vid av- och påstigning inför toalettbesök, där de främre stödhandtagen ger ett stabilt stöd.
- Vid förflyttning till och från toalettstolen.
- Tryggt sittande tack vare fotpall, stabila armstöd på sidorna samt stödhandtag som användaren kan luta sig emot.
- Tack vare alla tillbehör och att Balance är ett modulsystem, går det lätt att anpassa efter allas behov och förutsättningar.

Därför väljer användarna Balance

- Passar hela familjen.
- Passar alla, oavsett ålder och storlek.
- Kan tas med vid vistelse utanför hemmet.
- Lätt att ändra utifrån användarens behov.
- Tillverkad i lackerat rostfritt stål.
- Gummidetaljer i polyuretan utan latex.

Balance



BALANCE MODELL 5

**Modell 1**, art. nr. 10 101

- Armstöd rak, 425 mm mellan armstöden
- Fotpall
- Benstativ och sittring

**Modell 2**, art. nr. 10 102

- Armstöd rak, 425 mm mellan armstöden
- Fotpall
- Stödhandtag
- Benstativ och sittring

**Modell 3**, art. nr. 10 103

- Armstöd rak, 425 m mellan armstöden
- Stödhandtag
- Benstativ och sittring

**Modell 4**, art. nr. 10 104

- Armstöd duo, 350 alt. 500 mm mellan armstöden
- Fotpall
- Benstativ och sittring

**Modell 5**, art. nr. 10 105

- Armstöd duo, 350 alt. 500 mm mellan armstöden
- Fotpall
- Stödhandtag
- Benstativ och sittring

**Modell 6**, art. nr. 10 106

- Armstöd duo, 350 alt. 500 mm mellan armstöden
- Stödhandtag
- Benstativ och sittring

**Modell 7**, art. nr. 10 107

- Armstöd omslutande, 425 mm
- Fotpall
- Benstativ och sittring

**Modell 8**, art. nr. 10 108

- Armstöd omslutande, 425 mm
- Benstativ och sittring

**Modell 9**, art. nr. 10 109

- Armstöd duo mini, 350 alt. 500 mm mellan armstöden
- Fotpall
- Benstativ och sittring


**Modell 10**, art. nr. 10 110

- Armstöd duo mini, 350 alt. 500 mm mellan armstöden
- Fotpall
- Stödhandtag
- Benstativ och sittring

Komponenter:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Benstativ | art. nr. 10 002 |
| - Sittring standard | art. nr. 10 041 |
| - Armstöd rak, par | art. nr. 10 052 |
| - Armstöd duo, par | art. nr. 10 053 |
| - Armstöd omslutande, par | art. nr. 10 051 |
| - Armstöd duo mini, par | art. nr. 10 084 |
| - Stödhandtag, par | art. nr. 10 054 |
| - Fotpall | art. nr. 10 039 |
| - Fotpallsersättare | art. nr. 10 038 |

Max belastning: Armstöd 130 kg, stödhandtag 130 kg, fotpall 60 kg





För de allra minsta kan det vara högt att kliva upp till fotpallens högsta läge. Med minipallen placerad på fotpallen, kan barnet lättare ta sig upp.



Med minipallen placerad på fotpallen, får även de minsta barnen ett bra fotstöd.



Balance med tillbehöret bordsskiva



Balance med tillbehöret bordsskiva



Balance med tillbehöret RIK-stöd och assistentpall



Balance med tillbehöret ryggkudde och hålförminskare

Tillbehör:

Bordsskiva, komplett

Art. nr. 10 126
600 x 315 mm



Bordsskiva

Art. nr. 10 127
600 x 315 mm



Benförlängare

Art. nr. 10 087
Höjer 65 mm



Sittring standard

Art. nr. 10 041



RIK skiva

Art. nr. 10 542
B. 170 mm, L. 340 mm



RIK stöd

Art. nr. 10 515
B. 90 mm, L. 160 mm



Kateterhållare

Art. nr. 10 538
Kateterhållare med tub,
art. nr. 10 540



Assistentpall

Art. nr. 10 541

Hålförminskare
mellan, plan

Art. nr. 10 046
B. 170 mm, L. 262 mm

Hålförminskare
liten, plan

Art. nr. 10 047
B. 143 mm, L. 255 mm

Hålförminskare
extra liten

Art. nr. 10 050
B. 140 mm, L. 163 mm

Hålförminskare
liten med höga kanter

Art. nr. 10 049
B. 146 mm, L. 193 mm



Ryggkudde

Art. nr. 10 035, H. 250 mm
B. 360 mm D. 100 mm

Mjüksits för
sittring standard

Art. nr. 10 399



Minipall

Art. nr. 10 132, H. 100 mm
B. 370 mm D. 150 mm



CE

Alkali ph
min 6

Hi