

Svan Balance - RIK



RIK Stöd

art nr: 10515

Komplett fotstöd med hållare att fästa på Svan Balance. Fotstödet kan enkelt justeras för att få en individuell anpassning. Fötterna av cellpolyeten med måtten 90 x 160 mm, stödkant för hälen.

Material: Rostfritt stål

Då fotstödet inte används kan man enkelt lyfta bort stödet. Endast hållaren är kvar.



Kateterhållare

art nr: 10538

Kateterhållare att fästa på armstödet på Svan Balance. Katetern kan hängas på kroken eller klistras fast på den plana ytan.

Material: ABS plast



Sittskiva

art nr: 10542

En enkel slät sitttyta att placera på toaletsitsen vid RIK. Skivan tas enkelt bort genom att dra den bakåt eller åt sidan.

Storleken 340 x 170 mm och 5 mm tjock. Storleken gör att den lätt tas med på resan.

Material: Hårdplast med glidskydd under



Kateterhållare med tub

art nr: 10540

Kateterhållare att fästa på armstödet på Svan Balance. Katetern kan hängas på kroken eller klistras fast på den plana ytan. Tuben sätts fast i klämman.

Material: ABS plast



Assistentpall

art nr: 10541

Med en låg assistentpall sitter man bekvämt då man skall hjälpa till vid toalettbesöket. Pallen är försedd med gasfjäder där höjden kan justeras mellan 310 - 380 mm samt en liten förvaringslåda.