

2010-02-15

Bruksanvisning Armstödslås till Lift art.nr: 10870

denna bruksanvisnings art nr: 10859



Användningsområde:

Armstödslåset används på produkten Lift då man vill låsa armstödet i nedfällt läge.

Montering:

Montera fast skruven och muttern enligt bilden då armstödet befinner sig i nedfällt läge. Dra åt lagom hårt. För på den svarta plasthylsan.

Rengöring:

Lika som Lift

Mått: Skruv M8 x 40 rostfri
Mutter M8 rostfri



Svan Care påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än det som är angivet i denna bruksanvisning.

Svan Care, Alvägen 1, 771 41 Ludvika
tel.: 0240 – 10102 info@svancare.se , www.svancare.se