

Bruksanvisning:

**Fotkontroll till Lift. Art. nr 10865**



**Användning:** Kontaktplattan ansluts till uttaget för handkontroll på fläkthuset. En kontakt på plattan används för att höja sitsen på Lift, och den andra för att sänka sitsen.

**Storlek:** Plattan mäter 291 x 190 cm. Med tydlig markering/ pil upp och ned, inristat i plattan.

Höjd på knapparna är 25 mm. Undersidan som ligger an mot golvet är antihalkbelagd.

**Material:** pvc, akryl + gummi.

**Rengöring:** Tvål och vatten, alkaliska rengöringsmedel, eller tvättsprit.

Svan Care påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än det som är angivet i denna bruksanvisning.

Svan Care, Alvägen 1, 771 41 Ludvika. tel: 0240 – 10102  
info@svancare.se [www.svancare.se](http://www.svancare.se)