

2018-10-23

Bruksanvisning Löst Toalettlock till Lift

Löst Toalettlock Lift artnr:10871

Om Bidette är monterad på lift används locket artnr:11278

(denna bruksanvisning art nr:10858)



Användningsområde:

Toalettlocket är avsett att fungera som ett vanligt toalettlock till produkten toalettlyften Lift, med den skillnaden att det inte får fällas upp utan måste tas bort helt då toaletten skall användas. Skulle locket fällas uppåt och bli stående, lutande mot toalettens vattentank finns en klämrisk mellan locket och underdelen på Liftens övre balk, då man höjer upp sitsen.

Rengöring:

Locket rengörs med ljummet vatten och mildt rengöringsmedel.

Max belastning: sittandes 160 kg. Man får ej stå på locket.



Svan Care påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än det som är angivet i denna bruksanvisning.

Svan Care, Alvägen 1, 771 41 Ludvika

tel: 0240 – 10102 fax 0240 – 10022

info@svancare.se www.svancare.se