

2020-04-03

Bruksanvisning Ryggkudde art nr: 10035

denna bruksanvisnings art nr: 10192



Användningsområde:

Ryggkudden placeras på toaletten för att ge ett extra stöd för den som sitter på toaletten. Placera ryggkudden på toalettsitsen med den lutande delen nedåt så att kudden får en svag lutning bakåt.

Ryggkudden ska ej utsättas för vassa föremål som kan skada och repa upp kudden. Förvara kudden då den inte används på skyddande plats, ex hylla, skåp.

Mått: H 250mm, B 360mm, D 100mm

Rengöring/Rekonditionering:

Ryggkudden tvättas med ljummet vatten och mildt rengöringsmedel. Ytdesinfektionsmedel.

Material och källsortering:

Material: Polyester med en tunn skyddsfilm. Källsortering: Brännbart.



Svan Care påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än det som är angivet i denna bruksanvisning.

