


2020-04-07

## **Bruksanvisning Kateterhållare art nr 10538 och 10540**

denna bruksanvisnings art nr: 10556

Tillbehör till Balance.



### **Montering:**

Kateterhållaren snäppes fast på armstödet på produkten Balance.

Art.nr 10540 har fäste för glidmedel i tub.

### **Användning:**

Katetern kan hängas på kroken eller klistras fast på den plana ytan. Tuben sätts fast i klämman.

### **Rengöring/Rekonditionering:**

Rengöres med ljummet vatten och mildt rengöringsmedel. Tvättsprit.

**Material:** ABS plast.

**Källsortering:** plast.